

医療機器承認番号：30400BZX00079000 販売名：エリート i Q

System Type	Alexandrite	Nd: YAG
一般的名称	アレキサンドライトレーザー / ネオジミウム・ヤグレーザ	
波長	755nm	1064nm
パルス幅	0.5~300ms	0.4~300ms
スポットサイズ	【標準】 2.5, 5, 12, 15, 18, 20, 24mm 【オプション】 7, 10, 22mm	
フルエンス	5~600J/cm <sup>2</sup>	
繰り返し周波数	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 5, 10Hz	
本体寸法	450mm(W) × 1010mm (D) × 1250mm(H)	
本体重量	約 120kg	
定格電源	208~240VAC, 30A, 50/60Hz	
クラス分類等	クラスIII 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器	

医療機器認証番号：228AABZX00011000 販売名：クライオ6

一般的名称	冷却療法用器具及び装置
冷気吐出温度 (最大)	-20.7~-25.3°C
冷気吐出流量 (最大)	1450 ℓ /min ±10%
本体寸法	390mm(W) × 680mm (D) × 645mm(H)
本体重量	約 75 kg
定格電源	100~120VAC, 11A, 50/60Hz
クラス分類等	クラスII 管理医療機器・特定保守管理医療機器

製造販売業者

サイノシュア株式会社

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2丁目17 中央ビル1階

EMAIL: infojp@cynosure.com

TEL: 0120-933-814

販売業者

Jeisys Medical Japan株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7 ケーエムビル3F

TEL:03-5436-7710 / FAX : 03-5436-7720

Website : <https://jmj-inc.com/> Email : [info@jmj-inc.com](mailto:info@jmj-inc.com)

CYNOSURE



Jeisys Medical Japan Inc.

J-MM-015-02 (2022.08)

Style/  
Power/  
iQ

ELITE iQ™  
by CYNOSURE®



# 755nm Alexandrite- 1064nm Nd:YAG System *Just Got Better*

## iQ

Skintelテクノロジーと直感的なユーザーインターフェース

## Power

より多くの患者を施術するためのスポットサイズとフルエンス

## Style

最新のデバイスと改良された  
ユーザーエクスペリエンス

13.3インチ  
タッチスクリーンモニター  
チルト式&回転式

Skintelリーダー  
キャリブレーションポート

6色のLEDカラーロゴライトより  
お好みの色を設定



軽量、人間工学に基づく  
デザインにより  
施術中の負担軽減

ドロワー式  
ストレージ

ラップラウンド式  
グリップによる  
機動性の向上

## Skintel®

### World's first Melanin Reader™

メラニン色素の量を測定し、治療用テストスポットの  
設定に役立てる。

患者のメラニン色素の濃度を測定することができます。  
0~99の指数で、さまざまな部位に対応します。

治療に対する参考値を提供。

### Elite iQ Benefits

ROIの最大化への寄与。

日焼けした肌を含む、さまざまな肌タイプに対応。

簡単な操作で使用可能。



## Success in Practice<sup>+</sup>

### HAIR REMOVAL

Courtesy of Romeo &  
Juliette Laser Hair Removal



Before & after 3 treatments

### HAIR REMOVAL

Courtesy of R. Saluja, MD



Before & after 3 treatments

### 冷却療法用器具及び装置 クライオ6

クライオ6は、照射時も常に冷風を送り続けるため  
に治療による痛みも軽減することが可能です。

